

A-TAP: IL DISPOSITIVO CHE RIVOLUZIONA LE INFILTRAZIONI INTRARTICOLARI

New entry in casa MediNext!

Si tratta del dispositivo Elcam Medical, **A-Tap**, l'unico dispositivo medico attualmente presente sul mercato che consente di effettuare aspirazione di liquidi biologici e infiltrazione di farmaci in ambiente sterile con un unico accesso.

A-Tap è un rubinetto a due vie

progettato per ridurre al minimo il rischio di sposizionamento grazie all'impugnatura molto più vicina all'ago rispetto ad una classica siringa per infiltrazione. Inoltre, prevedendo l'aggancio delle due siringhe prima dell'inizio della procedura, evita l'apertura del circuito tra la fase di aspirazione e di iniezione; garantisce, pertanto, il mantenimento della


MEDINEXT NEWS

Gennaio 2024 / Vol. 002

sterilità e riduce la probabilità di infezione. Il dispositivo, inoltre, può essere utilizzato non solo per aspirazione e iniezione ma anche per l'iniezione di due farmaci differenti mediante unico accesso. A-Tap è, dunque, il dispositivo che rivoluziona la procedura di infiltrazione intrarticolare ma, la possibilità

di utilizzarlo per iniettare farmaci differenti con una sola puntura lo rende un prodotto molto versatile e di interesse per vari ambiti di applicazione.

A-Tap è acquistabile sul nostro e-commerce alla pagina www.next2med.com.



N2M
Next2med

