



WORKSHOP TEORICO-PRATICO SULLE FRATTURE DEL RACHIDE CERVICALE E TORACO-LOMBARE

Si è di recente tenuto in MediNext un workshop teorico-pratico sulle fratture del rachide toraco-lombare e cervicale.

L'evento, organizzato assieme al nostro partner Johnson&Johnson, ha visto coinvolti chirurghi di spessore che ci hanno tenuto una lezione sulle tipologie di fratture e sulle

modalità di trattamento. Dopo cenni di anatomia e classificazione delle fratture vertebrali, sono stati descritti e analizzati degli esempi di casi clinici. L'esercitazione pratica, svolta su sawbone, ha visto come protagonista il sistema di fissazione toraco-lombare percutanea DePuy-Synthes,

Viper Prime. Questo ormai noto sistema, si caratterizza per l'innovativo cacciavite dotato di stiletto interno che consente di bypassare una serie di passaggi preparatori (accesso con trocar, filo di Kirshner, punteruolo...) e per le caratteristiche della vite. La vite prime infatti, è dotata di una punta molto più aggressiva, tale da consentire il passaggio in osso corticale senza utilizzo di punteruolo e maschiatore.



L'evento è stato molto interessante e altamente formativo. MediNext e Johnson&Johnson lavorano costantemente allo sviluppo di solide competenze, per poter fornire ai propri clienti prodotti di qualità e valido supporto tecnico.