



CORSO DI ANATOMIA SETTORIA: TECNICHE INFILTRATIVE ECOGUIDATE DEL RACHIDE LOMBOSACRALE

Nelle scorse settimane, presso il **Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Università degli studi di Bologna**, si è tenuto un corso di anatomia settoria incentrato sulle tecniche infiltrative ecoguidate del rachide lombare. MediNext ha contribuito con

entusiasmo alla realizzazione dell'evento, mettendo a disposizione dei discenti durante l'esercitazione pratica in sala settoria alcuni campioni del dispositivo **Elcam Medical A-Tap**. A-Tap, da alcuni mesi parte del portafoglio prodotti MediNext, è un rubinetto a due

MEDINEXT NEWS

Marzo 2024 / Vol. 001

vie in policarbonato che consente aspirazione e iniezione oppure iniezione di farmaci differenti tramite accesso con un unico ago. A-Tap è progettato per agganciare qualunque siringa con attacco Luer Lock standard e qualunque tipologia di ago. È un prodotto estremamente versatile che si presta a molteplici campi di



applicazione, consentendo notevoli vantaggi in termini di mantenimento della sterilità, riduzione del rischio di sposizione dell'ago, minor dolore per il paziente e maggiore velocità della procedura. Le potenzialità del prodotto sono state riconosciute e apprezzate dai presenti; siamo lieti di aver partecipato all'evento e grati dei feedback ricevuti.

A-Tap è acquistabile sul nostro e-commerce alla pagina www.next2med.com.

